



提示：

- SmartDial™旋钮以按、转、按的步骤工作
- 静置10分钟后屏幕锁🔒激活，迅速旋转以解锁
- 在30秒后屏幕显示变暗

解释如何一步步根据睡眠数据菜单生成CMS顺应报告，并通过电话沟通 (InfoSend™视图)



提示：

- 默认设置是显示30个晚上的数据 30
- 在可用情况下按一次以显示 7个晚上的数据 7
- 在可用情况下按两次以显示最近一晚的数据

备注：橙色点 显示的数据可由临床医师设置限制访问